



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Datasheet

SYT Split FISH Probe

Catalog Number: FS0002

Regulatory Status: For research use only (RUO)

Product Description: Labeled FISH probes for identification of gene split using Fluorescent In Situ Hybridization Technique. ([Technology](#))

Applications: FISH-Ce, FISH-P
(See our web site product page for detailed applications information)

Protocols: See our web site at <http://www.abnova.com/support/protocols.asp> or product page for detailed protocols

Form: Liquid

Supplied Product: DAPI Counterstain (1500 ng/mL)
125 uL for each 100 uL FISH Probe

Storage Instruction: Store at 4°C in the dark.

Entrez GeneID: 6760

Gene Symbol: SS18

Gene Alias: MGC116875, SSXT, SYT, SYT-SSX1, SYT-SSX2

References:

1. Detection of SYT and EWS gene rearrangements by dual-color break-apart CISH in liquid-based cytology samples of synovial sarcoma and Ewing sarcoma/primitive neuroectodermal tumor. Kumagai A, Motoi T, Tsuji K, Imamura T, Fukusato T. Am J Clin Pathol. 2010 Aug;134(2):323-31.
2. Diagnostic utility of dual-color break-apart chromogenic in situ hybridization for the detection of rearranged SS18 in formalin-fixed, paraffin-embedded synovial sarcoma. Motoi T, Kumagai A, Tsuji K, Imamura T, Fukusato T. Hum Pathol. 2010 Oct;41(10):1397-404. Epub 2010 Jul 1.