



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Datasheet

SPDYA (Human) Recombinant Protein (P01)

SPY1

Catalog Number: H00245711-P01**Regulation Status:** For research use only (RUO)**Product Description:** Human SPDYA full-length ORF (NP_877433.2, 1 a.a. - 313 a.a.) recombinant protein with GST-tag at N-terminal.**Sequence:**

MRHNQMCCEPPTVTVVYVKSNGSNRSHQPKKIPITLKR
ICKDNWQAFKNTNHNKSKRPGPCLVIQRQDMTAF
FKLFDDDLIQDFLWMDCCCKIADKYLAMTFVYFKRAK
FTISEHTRINFFIALYLANTVEEDEEETKYEIFPWALGKN
WRKLFNFKLRDQLWDRIDYRAIVSRRCCEEVMAIAP
THYIWQRERSVHHSGAVRNYNRDEVQLPRGPSATPV
DCSLCGKKRRYVRLGLSSSSLSHTAGVTEKHSQDS
YNSLSMDIIGDPSQAYTGSEVVNDHQSNGKKTNFLK
KDKSMEWFTGSEE

Host: Wheat Germ (in vitro)**Theoretical MW (kDa):** 62.9**Applications:** AP, Array, ELISA, WB-Re
(See our web site product page for detailed applications information)**Protocols:** See our web site at
<http://www.abnova.com/support/protocols.asp> or product page for detailed protocols**Preparation Method:** [in vitro wheat germ expression system](#)**Purification:** Glutathione Sepharose 4 Fast Flow**Storage Buffer:** 50 mM Tris-HCl, 10 mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.**Storage Instruction:** Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.**Entrez GeneID:** 245711**Gene Symbol:** SPDYA**Gene Alias:** MGC110856, MGC57218, Ringo3, SPDY1,**References:**

1. Differential Immunogenicity and Clinical Relevance of Kidney Compartment Specific Antigens after Renal Transplantation. Li L, Sigdel TK, Vitalone M, Lee SH, Sarwal MM. J Proteome Res. 2010 Oct 5. [Epub ahead of print]