



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Datasheet

TXN recombinant monoclonal antibody, clone R07-4A4

Catalog Number: RAB01324

Regulatory Status: For research use only (RUO)

Product Description: Rabbit recombinant monoclonal antibody raised against human TXN.

Clone Name: R07-4A4

Immunogen: Original antibody is raised against recombinant protein corresponding to human TXN.

Theoretical MW (kDa): Calculated MW: 12 kD

Antibody Species: Rabbit

Protocols: See our web site at <http://www.abnova.com/support/protocols.asp> or product page for detailed protocols

Form: Liquid

Purification: Affinity purification

Isotype: IgG

Recommend Usage: Western Blot
The optimal working dilution should be determined by the end user.

Storage Buffer: In 50mM Tris-Glycine, pH 7.4, (0.15M NaCl, 40% Glycerol, 0.01% Sodium azide and 0.05% BSA)

Storage Instruction: Store at 4°C. For longer storage, aliquot and store at -20°C.
Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.

Entrez GeneID: 7295

Gene Symbol: TXN

Gene Alias: DKFZp686B1993, MGC61975, TRX, TRX1

Gene Summary: Thioredoxin is a 12-kD oxidoreductase enzyme containing a dithiol-disulfide active site. It is ubiquitous and found in many organisms from plants and

bacteria to mammals. Multiple in vitro substrates for thioredoxin have been identified, including ribonuclease, choriogonadotropins, coagulation factors, glucocorticoid receptor, and insulin. Reduction of insulin is classically used as an activity test.[supplied by OMIM]