



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC Handels GmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0


F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

ST809 : Stomach cancer tissue array with normal tissue as control, including TNM, stage and pathology grade, 80 cases/80 cores

Microarray Panel	Stomach adenocarcinoma tissue microarray with normal tissue, containing 70 cases stomach adenocarcinoma, plus 10 cases of stomach normal tissue, single core per case		
Cores	80	ST809 H&E 	
Cases	80		
Row number	8		
Column number	10		
Core Diameter (mm)	1.5		
Thickness (µm)	5		
Tissue Array Type	FFPE		
Species	Human		
Applications	Routine histology procedures including Immunohistochemistry (IHC) and In Situ Hybridization (ISH), protocols which can be found at our support page.		
Notes	1. TMA slides were sectioned and stored at 4°C and may not be fresh cut, but still suitable for IHC. Please request fresh cut if experiment involves phospho-specific antibodies, RNA studies, FISH or ISH, etc. A minimum of 3 slides per TMA must be purchased to cover the cost of trimming for fresh sectioning. 2. Most TMA slides were not coated with an extra layer of paraffin (tissue cores can be easily seen on the glass). To prevent tissue detachment during antigen retrieval, unbaked slides must be baked for at least 30 to 120 minutes at 60°C. before putting into xylene for de-paraffinization. Baked slides were sent out baked for 2 hours. In the following specsheet, “*” means invalid core; “-” means no applicable or negative in IHC markers.		

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto
B	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto
C	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto
D	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto
E	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto
F	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto
G	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto
H	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Sto	Adr

Legend: Sto - Stomach

● - Malignant tumor, ● - Malignant tumor (stage IB), ● - Malignant tumor (stage II), ● - Malignant tumor (stage IIIA), ● - Malignant tumor (stage IIIB), ● - Normal tissue

, tissue IDs are available in exported Excel files.

Pos.	No.	Age	Sex	Organ/Anatomic Site	Pathology diagnosis	TNM	Grade	Stage	Type	Image
A1	1	67	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N0M0	1	II	malignant	
A2	2	56	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N0M0	1	II	malignant	
A3	3	51	F	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	1	IIIA	malignant	
A4	4	57	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N2M0	1	IIIB	malignant	
A5	5	71	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	1	IIIA	malignant	
A6	6	58	F	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	1	IIIA	malignant	
A7	7	48	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	3	IIIA	malignant	
A8	8	68	F	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	3	IIIA	malignant	
A9	9	48	F	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	2	IIIA	malignant	
A10	10	56	F	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	2	IIIA	malignant	
B1	11	55	F	Stomach	Adenocarcinoma	T3N0M0	3	II	malignant	
B2	12	54	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N0M0	3	II	malignant	
B3	13	59	M	Stomach	Adenocarcinoma	T2N0M0	2	IB	malignant	
B4	14	40	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N0M0	2	II	malignant	
B5	15	47	F	Stomach	Adenocarcinoma	T3N0M0	1	II	malignant	
B6	16	75	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N0M0	2	II	malignant	
B7	17	60	M	Stomach	Mucinous adenocarcinoma	T3N1M0	2	IIIA	malignant	
B8	18	59	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	2--3	IIIA	malignant	
B9	19	56	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N0M0	1	II	malignant	
B10	20	66	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	2	IIIA	malignant	
C1	21	52	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N0M0	1	II	malignant	
C2	22	52	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	3	IIIA	malignant	
C3	23	48	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	2	IIIA	malignant	
C4	24	44	F	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	3	IIIA	malignant	
C5	25	36	M	Stomach	Adenocarcinoma	T2N0M0	2	IB	malignant	

C6	26	41	F	Stomach	Adenocarcinoma	T3N0M0	2	II	malignant
C7	27	53	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N0M0	3	II	malignant
C8	28	63	M	Stomach	Adenocarcinoma	T2N0M0	2--3	IB	malignant
C9	29	39	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	2--3	IIIA	malignant
C10	30	59	M	Stomach	Mucinous adenocarcinoma	T3N1M0	3	IIIA	malignant
D1	31	55	F	Stomach	Adenocarcinoma	T3N0M0	3	II	malignant
D2	32	42	F	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	3	IIIA	malignant
D3	33	51	F	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	3	IIIA	malignant
D4	34	61	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N0M0	3	II	malignant
D5	35	60	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N0M0	3	II	malignant
D6	36	65	F	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	3	IIIA	malignant
D7	37	35	F	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	3	IIIA	malignant
D8	38	73	M	Stomach	Mucinous adenocarcinoma	T3N1M0	3	IIIA	malignant
D9	39	51	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N2M0	3	IIIB	malignant
D10	40	69	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N2M0	3	IIIB	malignant
E1	41	50	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	3	IIIA	malignant
E2	42	42	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N0M0	3	II	malignant
E3	43	45	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	3	IIIA	malignant
E4	44	60	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N0M0	3	II	malignant
E5	45	42	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N0M0	3	II	malignant
E6	46	42	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	3	IIIA	malignant
E7	47	68	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	3	IIIA	malignant
E8	48	52	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	3	IIIA	malignant
E9	49	53	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	3	IIIA	malignant
E10	50	48	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N2M0	3	IIIB	malignant
F1	51	54	F	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	3	IIIA	malignant
F2	52	57	F	Stomach	Mucinous adenocarcinoma	T3N2M0	3	IIIB	malignant
F3	53	55	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	3	IIIA	malignant
F4	54	62	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N2M0	3	IIIB	malignant
F5	55	45	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	3	IIIA	malignant
F6	56	33	F	Stomach	Adenocarcinoma	T3N0M0	3	II	malignant
F7	57	39	F	Stomach	Adenocarcinoma	T3N2M0	3	IIIB	malignant
F8	58	45	F	Stomach	Adenocarcinoma	T3N2M0	3	IIIB	malignant
F9	59	31	F	Stomach	Adenocarcinoma	T3N2M0	3	IIIB	malignant
F10	60	66	F	Stomach	Mucinous adenocarcinoma	T3N2M0	3	IIIB	malignant
G1	61	60	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	3	IIIA	malignant
G2	62	46	F	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	3	IIIA	malignant
G3	63	55	F	Stomach	Adenocarcinoma	T3N0M0	3	II	malignant
G4	64	57	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	3	IIIA	malignant
G5	65	41	F	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	3	IIIA	malignant
G6	66	48	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N2M0	3	IIIB	malignant
G7	67	63	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N1M0	3	IIIA	malignant
G8	68	56	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N0M0	3	II	malignant
G9	69	52	M	Stomach	Mucinous adenocarcinoma	T3N1M0	3	IIIA	malignant
G10	70	48	M	Stomach	Adenocarcinoma	T3N0M0	3	II	malignant
H1	71	35	M	Stomach	Normal Stomach tissue	-	-	-	normal
H2	72	30	M	Stomach	Normal Stomach tissue	-	-	-	normal
H3	73	35	M	Stomach	Normal Stomach tissue	-	-	-	normal
H4	74	32	M	Stomach	Normal Stomach tissue	-	-	-	normal
H5	75	34	M	Stomach	Normal Stomach tissue	-	-	-	normal
H6	76	39	M	Stomach	Normal Stomach tissue	-	-	-	normal
H7	77	33	M	Stomach	Normal Stomach tissue	-	-	-	normal
H8	78	30	M	Stomach	Normal Stomach tissue	-	-	-	normal
H9	79	35	M	Stomach	Normal Stomach tissue	-	-	-	normal
H10	80	30	M	Stomach	Normal Stomach tissue	-	-	-	normal
-	0	42	M	Adrenal gland	Pheochromocytoma (tissue marker)	-	-	-	Malignant

AMSBIO | www.amsbio.com | info@amsbio.com

AMSBIO LLC
USA & Canada 
1035 Cambridge Street,
Cambridge, MA 02141
T: +1 (617) 945-5033 or
T: +1 (800) 987-0985
F: +1 (617) 945-8218

AMSBIO Europe BV
EU 
Berenkoog 41,
1822 BH Alkmaar,
Netherlands
T: +31 (0) 72 8080244
F: +31 (0) 72 8080142

AMS Biotechnology (Europe) Ltd
UK & Rest of the World 
184 Park Drive, Milton Park
Abingdon OX14 4SE
T: +44 (0) 1235 828 200
F: +44 (0) 1235 820 482

AMS Biotechnology (Europe) Ltd
Switzerland 
Via Lisano 3,
(CP.683)
CH-6900 Massagno
T: +41 (0) 91 604 55 22
F: +41 (0) 91 605 17 85

AMSBIO Europe BV
Deutschland 
T: +49 (0) 69 779099
F: +49 (0) 69 13376880