



# SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

## Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!  
See the following pages for more information!



### Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

### Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

### SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

[mail@szabo-scandic.com](mailto:mail@szabo-scandic.com)

[www.szabo-scandic.com](http://www.szabo-scandic.com)

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Product Number	OKSA11265
Product Page	<a href="http://www.avivasysbio.com/annexin-v-fitc-assay-kit-oksa11265.html">www.avivasysbio.com/annexin-v-fitc-assay-kit-oksa11265.html</a>
Name	ANNEXIN V:FITC ASSAY KIT (OKSA11265)
NCBI Gene Id	308
Alias Symbols	PP4, ANX5, ENX2, RPRGL3, HEL-S-7
Product Format	FITC
Description of Target	ANNEXIN V:FITC ASSAY KIT
Reconstitution and Storage	Store at +4°C. DO NOT FREEZE. This product should be stored undiluted. This product is photosensitive and should be protected from light. Should this product contain a precipitate we recommend microcentrifugation before use.
Datasheets/Manuals	Printable datasheet for <a href="#">OKSA11265</a>
Specificity	ANNEXIN V KIT
Additional Information	<b>Buffer Solutions: Annexin V:FITC:</b> TRIS Buffered saline <b>Binding Buffer (after dilution):</b> 10mM HEPES/NaOH 140mM NaCl 2.5mM CaCl <sub>2</sub>
Uniprot ID	<a href="#">P08758</a>
Protein Name	Annexin A5
Protein Accession #	<a href="#">NP_001145.1</a>
Predicted Species Reactivity	Human
Application	FC
Predicted Homology Based on Immunogen Sequence	Human

AVIVA SYSTEMS BIOLOGY manufactures and sells quality antibody products covering genome wide proteins.

This product is for Research Use Only. Not for diagnostic, human, or veterinary use.  
Optimal conditions of its use should be determined by end users.