



# SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

## Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!  
See the following pages for more information!



### Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

### Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

### SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

[mail@szabo-scandic.com](mailto:mail@szabo-scandic.com)

[www.szabo-scandic.com](http://www.szabo-scandic.com)

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

---

<b>Product Number</b>	OONB00073
<b>Product Page</b>	<a href="http://www.avivasysbio.com/cmV-high-purity-antigen-oonb00073.html">www.avivasysbio.com/cmV-high-purity-antigen-oonb00073.html</a>
<b>Name</b>	CMV Antigen (OONB00073)
<b>Host</b>	Human Foreskin Fibroblasts (HFF)
<b>Concentration</b>	Adjusted to 1 mg/ml (BCA assay)
<b>Source</b>	Native
<b>Product Format</b>	<b>Liquid</b> 0.2% Triton X-100, 10mM Tris-HCl, 1mM EDTA and 100mM NaCl (pH 7.8)
<b>Reconstitution and Storage</b>	Store frozen at less than -20°C; preferably at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles. Purified enveloped viruses can aggregate upon freezing/thawing, so homogenization by vortexing or sonication is recommended before use.
<b>Datasheets/Manuals</b>	Printable datasheet for <a href="#">OONB00073</a> Please click <a href="#">here</a> to view the MSDS.
<b>Additional Information</b>	<b>Strain:</b> AD-169 <b>Inactivation:</b> Purified virus particles were lysed in 0.2% Triton X-100 in STE buffer. The lysate was tested by passage on permissive cells for 2 weeks yielding no CPE.
<b>Purification</b>	Purified by ultracentrifugation.

AVIVA SYSTEMS BIOLOGY manufactures and sells quality antibody products covering genome wide proteins.

This product is for Research Use Only. Not for diagnostic, human, or veterinary use.  
Optimal conditions of its use should be determined by end users.