



# SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

## Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!  
See the following pages for more information!



### Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

### Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

### SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

[mail@szabo-scandic.com](mailto:mail@szabo-scandic.com)

[www.szabo-scandic.com](http://www.szabo-scandic.com)

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

<b>Product Number</b>	OOSA09547
<b>Product Page</b>	<a href="http://www.avivasysbio.com/elisa-wash-buffer-accessory-reagent-oosa09547.html">www.avivasysbio.com/elisa-wash-buffer-accessory-reagent-oosa09547.html</a>
<b>Name</b>	ELISA WASH BUFFER Accessory Reagent (OOSA09547)
<b>Product Format</b>	Liquid. Phosphate buffered saline
<b>Description of Target</b>	10x ELISA WASH BUFFER
<b>Reconstitution and Storage</b>	2°C to 8°C
<b>Datasheets/Manuals</b>	Printable datasheet for <a href="#">ELISA WASH BUFFER Accessory Reagent (OOSA09547)</a>
<b>Additional Information</b>	<b>Warning:</b> Contains 1% 2-chloroacetamide. May cause sensitization or allergic reactions in sensitive individuals.
<b>Application Info</b>	ELISA wash buffer was developed as a high performance washing solution for use in all ELISA formats. The optimized formulation of pH stabilizers, salts and detergents increases the efficiency of washing stages during ELISA, leading to a reduction in background noise and an increased specific signal.
<b>Application Data</b>	<b>Instructions for Use:</b> 1. Dilute the required volume of OOSA09547 1:10 with deionized water and mix. 2. Use at each ELISA wash step for a total of 2-4 washes. Fill each well with the diluted wash buffer (approx. 400 uL), taking care not to submerge the plate as this can cross-contaminate the wells. The buffer may be dispensed manually or by an automated system. 3. Between washes, aspirate or dump the buffer. After the final wash, blot the plate on paper towels to remove any excess liquid.
<b>Application</b>	ELISA

AVIVA SYSTEMS BIOLOGY manufactures and sells quality antibody products covering genome wide proteins.

This product is for Research Use Only. Not for diagnostic, human, or veterinary use.  
Optimal conditions of its use should be determined by end users.