



# SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

## Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!  
See the following pages for more information!



### Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

### Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

### SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

[mail@szabo-scandic.com](mailto:mail@szabo-scandic.com)

[www.szabo-scandic.com](http://www.szabo-scandic.com)

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

<b>Product Number</b>	OOSB00003
<b>Product Page</b>	<a href="http://www.avivasysbio.com/annexin-v-binding-buffer-10x-oosb00003.html">www.avivasysbio.com/annexin-v-binding-buffer-10x-oosb00003.html</a>
<b>Name</b>	Annexin V Binding Buffer 10x (OOSB00003)
<b>Product Format</b>	ApoScreen Binding Buffer (10X)
<b>Reconstitution and Storage</b>	Store at 2-8C
<b>Storage</b>	- The concentrated binding buffer solution should be stored at 2- 8 C - Reagents are stable for the period shown on the label if stored as directed.
<b>Datasheets/Manuals</b>	Printable datasheet for <a href="#">OOSB00003</a>
<b>Additional Information</b>	<b>Description:</b> ApoScreen Annexin V Binding Buffer 10X has been formulated for flow cytometric labeling of apoptotic cells with ApoScreen Annexin V reagents.
<b>Warning</b>	Reagents contain sodium azide which is very toxic if ingested or inhaled. Avoid contact with skin, eyes, or clothing. Wear eye or face protection when handling. If skin or eye contact occurs, wash with copious amounts of water. If ingested or inhaled, contact a physician immediately. Sodium azide yields toxic hydrazoic acid under acidic conditions. Dilute azide-containing compounds in running water before discarding to avoid accumulation of potentially explosive deposits in lead or copper plumbing.
<b>Dilution</b>	Dilute 1 part 10X buffer with 9 parts dH2O just prior to use.
<b>Application</b>	FC

AVIVA SYSTEMS BIOLOGY manufactures and sells quality antibody products covering genome wide proteins.

This product is for Research Use Only. Not for diagnostic, human, or veterinary use.  
Optimal conditions of its use should be determined by end users.