



# SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

## Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!  
See the following pages for more information!



### Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

### Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

### SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7


[mail@szabo-scandic.com](mailto:mail@szabo-scandic.com)

[www.szabo-scandic.com](http://www.szabo-scandic.com)

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

# NATIVE ULEX EUROPAEUS LECTIN 1 Protein (OPSA10622)

Data Sheet

Product Number	OPSA10622
Product Page	<a href="http://www.avivasysbio.com/native-ulex-europaeus-lectin-1-protein-opsa10622.html">www.avivasysbio.com/native-ulex-europaeus-lectin-1-protein-opsa10622.html</a>
Name	NATIVE ULEX EUROPAEUS LECTIN 1 Protein (OPSA10622)
Molecular Weight	31/32 kDa (SDS-PAGE)
Concentration	1.0 mg/ml
Product Format	Purified lectin from U. europaeus - liquid
Description of Target	NATIVE ULEX EUROPAEUS LECTIN 1
Reconstitution and Storage	Store at +4°C. DO NOT FREEZE. This product should be stored undiluted. Should this product contain a precipitate we recommend microcentrifugation before use.
Datasheets/Manuals	Printable datasheet for <a href="#">OPSA10622</a>
Specificity	This product recognizes alpha-fucosyl residues.
Additional Information	<b>Activity:</b> 95%, as measured against an affinity matrix <b>Buffer solution:</b> 25 mM sodium chloride, pH 7.8
Additional Information	<b>Preservative:</b> 0.05% - Sodium Azide (NaN <sub>3</sub> )
Image 1	

AVIVA SYSTEMS BIOLOGY manufactures and sells quality antibody products covering genome wide proteins.

This product is for Research Use Only. Not for diagnostic, human, or veterinary use.  
Optimal conditions of its use should be determined by end users.