



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

NF-kappaB1 (p105/p50) Recombinant Monoclonal Antibody [BLR348N]

Rabbit Recombinant Monoclonal

Purified	RefSeq ID	NP_003989.2
Catalog No. A700-348CF	Uniprot ID	P19838
Lot No. 1	GeneID	4790

APPLICATIONS	WB, IP, IHC, ICC
SPECIES REACTIVITY	Human
AMOUNT	100 µl
CONCENTRATION	1000 µg/ml
STORAGE/SHELF LIFE	2 – 8°C / 1 year from date of receipt
PHYSICAL STATE	Liquid
BUFFER	Phosphate Buffered Saline (PBS) with 0.09% Sodium Azide, BSA-Free
ISOTYPE	IgG
CLONE #	BLR348N
ORIGIN	USA
PRODUCTION PROCEDURES	Recombinant antibody was purified from cell culture supernatant. Immunogen was a peptide representing a region between residue 1 and 50 of human Nuclear factor NF-kappa-B1 using the numbering given in entry NP_003989.2 (Gene ID 4790).

APPLICATION NOTES All western blot analysis is performed using 5% Milk-TBST for blocking and as antibody diluent. Primary antibody is incubated overnight. Western blots of cell lysates are performed using Goat anti-Rabbit IgG Heavy and Light Chain Antibody (A120-101P). Western blots of immunoprecipitates are performed using Goat anti-Rabbit Light Chain HRP Conjugate (A120-113P) with 5% Normal Pig Serum (S100-020) added to the blocking buffer.

A700-348CF is the carrier-free formulation of 3349-6D5. This product is optimized for conjugation with enzymes, fluorochromes, biotin, radioisotopes, oligonucleotides, microspheres, and other reagents. The optimal experimental concentration of the antibody post-conjugation must be determined by the investigator.

This document certifies that this product has met all of the quality control standards defined by Bethyl Laboratories, Inc.
Michael Spencer, PhD Date: January 6, 2025

Phone: 800.338.9579 • Fax: 866.597.6105 • Web: www.fortislife.com
Orders: orders@fortislife.com • Support: technical@fortislife.com

1