



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Human Kappa Light Chain Antibody

Rabbit Polyclonal

Antiserum

Catalog No. A80-111

Lot No. A80-111-1



APPLICATIONS	IEP, DD
REACTIVITY TESTED	Human. May cross react with other species.
ISOTYPE	IgG
AMOUNT	2 ml
STORAGE/SHELF LIFE	2 - 8° C / 2 years from date of receipt
PHYSICAL STATE	Liquid
BUFFER	Serum containing 0.09% Sodium Azide
ORIGIN	USA
PRODUCTION PROCEDURES	Antiserum was solid phase adsorbed to ensure specificity. By immunoelectrophoresis this antibody reacts specifically with kappa light chains common to all human immunoglobulins. No antibody was detected against lambda light chain or non-immunoglobulin serum proteins. This antibody may cross react with kappa light chain from other species.
APPLICATIONS	Centrifuge tube to remove product from lid. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the investigator. Prepare working dilution immediately before use.
APPLICATION NOTES	For use in precipitin gel reactions; such as, immunoelectrophoresis and double diffusion Oucetrlony.
ADDITIONAL INFO	http://www.bethyl.com/product/A80-111 Use the link above to view SDS, a current list of citations, and other product specific information.