



# SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

## Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!  
See the following pages for more information!



### Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

### Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

### SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

[mail@szabo-scandic.com](mailto:mail@szabo-scandic.com)

[www.szabo-scandic.com](http://www.szabo-scandic.com)

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

# Human Ferritin Antibody

Goat Polyclonal

IgG Fraction

Catalog No. A80-140

Lot No. A80-140-1



---

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>APPLICATIONS</b>          | IEP, DD   |
| <b>REACTIVITY TESTED</b>     | Human. May cross react with other species.  |
| <b>ISOTYPE</b>               | IgG   |
| <b>AMOUNT</b>                | 2 ml  |
| <b>STORAGE/SHELF LIFE</b>    | 2 - 8° C / 1 year from date of receipt  |
| <b>PHYSICAL STATE</b>        | Liquid  |
| <b>BUFFER</b>                | Phosphate Buffered Saline (PBS) containing 0.09% Sodium Azide   |
| <b>ORIGIN</b>                | USA   |
| <b>PRODUCTION PROCEDURES</b> | Goats were immunized with Human Ferritin of liver origin. The antiserum was solid phase adsorbed against human serum to ensure specificity. The serum was fractionated using the octanoic acid method and further purified on DEAE to give an IgG cut.<br><br>Total protein was determined by extinction coefficient: absorbance at 280 nm of 1.4 equals 1.0 mg of IgG. |
| <b>APPLICATIONS</b>          | Centrifuge tube to remove product from lid. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the investigator. Prepare working dilution immediately before use.   |
| <b>APPLICATION NOTES</b>     | For use in precipitin gel reactions; such as, immunoelectrophoresis (IEP) or double diffusion Ouceterlony (DD).<br><br>Optimal working dilutions should be determined experimentally by the investigator.   |
| <b>ADDITIONAL INFO</b>       | <a href="http://www.bethyl.com/product/A80-140">http://www.bethyl.com/product/A80-140</a><br><br>Use the link above to view SDS, a current list of citations, and other product specific information.   |