



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Mouse IgA Heavy Chain Antibody

Goat Polyclonal Conjugate HRP

Antigen Affinity Purified

Catalog No. A90-103P

Lot No. A90-103P-57

| | |
|------------------------------|---|
| APPLICATIONS | WB, IHC, ICC, ELISA |
| SPECIES REACTIVITY | Mouse |
| AMOUNT | 1 ml |
| CONCENTRATION | 1 mg/ml |
| STORAGE/SHELF LIFE | 2 - 8°C / 1 year from date of receipt |
| PHYSICAL STATE | Liquid |
| BUFFER | Phosphate Buffered Saline (PBS) containing 0.2% BSA and 0.05% Pro-Clean 400 |
| ISOTYPE | IgG |
| ORIGIN | USA |
| PRODUCTION PROCEDURES | Antiserum was solid phase adsorbed to ensure class specificity. The antibody was isolated by affinity chromatography using antigen coupled to agarose beads and conjugated to horseradish peroxidase (HRP). |

Antibody concentration was determined by extinction coefficient prior to conjugation: absorbance at 280 nm of 1.4 equals 1.0 mg of IgG. Molar enzyme/antibody protein ratio is 4:1.

By immunoelectrophoresis and ELISA this antibody reacts specifically with mouse IgA. Cross reactivity to mouse IgM, IgG1, IgG2a, IgG2b, IgG2c, IgG3 and IgE is less than 1%. Some hybridoma clones may express aberrant immunoglobulin-related peptides that are improperly recognized by this antibody.

APPLICATIONS Centrifuge tube to remove product from lid. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the investigator. Prepare working dilution immediately before use.

| | |
|----------------------|----------------------|
| Western Blot | 1:2,000 - 1:20,000 |
| Immunohistochemistry | 1:200 - 1:2,000 |
| Immunocytochemistry | 1:200 - 1:2,000 |
| ELISA | 1:10,000 - 1:100,000 |

APPLICATION NOTES Not all listed applications have been specifically tested by our laboratory.

ADDITIONAL INFO <https://www.fortislifecom.com/p/A90-103P>
Use the link above to view SDS, a current list of citations, and other product specific information.

This document certifies that this product has met all of the quality control standards defined by Bethyl Laboratories, Inc.
Michael Spencer, PhD Date: January 31, 2023