



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Mouse IgG+IgM+IgA Heavy and Light Chain Antibody

Goat Polyclonal Conjugate FITC

Antigen Affinity Purified

Catalog No. A90-144F

Lot No. A90-144F-7

APPLICATIONS	IHC, ICC, Flow Cyt, IF
SPECIES REACTIVITY	Mouse
AMOUNT	1 ml
CONCENTRATION	0.5 mg/ml
STORAGE/SHELF LIFE	2 – 8°C / 1 year from date of receipt
PHYSICAL STATE	Liquid
BUFFER	Phosphate Buffered Saline (PBS) containing 0.2% BSA and 0.09% Sodium Azide
FLUOROPHORE/PROTEIN	6.4
ISOTYPE	IgG
ORIGIN	USA
PRODUCTION PROCEDURES	The antibody was isolated by affinity chromatography using antigens coupled to agarose beads and conjugated to fluorescein isothiocyanate (FITC).

Antibody concentration was determined by extinction coefficient prior to conjugation: absorbance at 280 nm of 1.4 equals 1.0 mg of IgG.

By immunoelectrophoresis and ELISA this antibody reacts specifically with mouse IgG, IgA and IgM and with light chains common to other mouse immunoglobulins. No antibody was detected against non-immunoglobulin serum proteins. This antibody may cross react with IgG from other species.

APPLICATIONS Centrifuge tube to remove product from lid. Optimal working dilutions should be determined experimentally by the investigator. Prepare working dilution immediately before use.

Immunohistochemistry 1:50 – 1:500

Immunocytochemistry 1:50 – 1:500

Flow Cytometry 1:50 – 1:200

Immunofluorescence 1:50 – 1:500

APPLICATION NOTES Not all listed applications have been specifically tested by our laboratory.

ADDITIONAL INFO <https://www.fortislife.com/p/A90-144F>

Use the link above to view SDS, a current list of citations, and other product specific information.

This document certifies that this product has met all of the quality control standards defined by Bethyl Laboratories, Inc.
Michael Spencer, PhD Date: November 10, 2022