



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 



Bone Marrow Stromal Cell Antigen 2, His Tag, human recombinant

Catalog No: 97419
Lot No: XXXXX
Source: *E. coli*
Synonyms: Bone marrow stromal cell antigen 2, CD317 antigen, BST-2, HM1.24 antigen, Tetherin, NPC-A-7

Background

BST2 takes part in the growth and development of B-cells. The human cellular protein BST2 inhibits retrovirus infection by maintaining the diffusion of virus particles after budding from infected cells. BST2 was originally discovered as an inhibitor to HIV-1 infection in the absence of Vpu, but it is also known to inhibit the release of other viruses such as the Lassa and Marburg virions. In addition, BST2 has a part in B-cell activation in rheumatoid arthritis.

Description

BST2 human recombinant produced in *E. coli* is a single, non-glycosylated polypeptide chain containing 133 amino acids (50-161) and having a molecular mass of 14.8 kDa. BST2 is fused to a 21 amino acid His Tag at N-terminus and purified by proprietary chromatographic techniques.

Physical Appearance

Sterile filtered clear solution.

Formulation

BST2 protein 0.5 mg/ml is supplied in 20 mM Tris-HCl, pH 8, 0.1 M NaCl, 1 mM DTT and 20% glycerol.

Stability

Store at 4°C if entire vial will be used within 2-4 weeks. Store frozen at -20°C for longer periods of time. For long term storage it is recommended to add a carrier protein (0.1% HSA or BSA). Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Purity

Greater than 80.0% as determined by SDS-PAGE.

Amino Acid Sequence

MGSSHHHHHH SSSLVPRGSH MSEACRDGLR AVMECRNVTH LLQQELTEAQ KGFQDVEAQA ATCNHTVMAL MASLDAEKAQ
GQKQVEELEG EITTLNHLQ DASAEVERLR RENQVLSVRI ADKKYYPSSQ DSS

Usage

This product is offered by Biomol for research purposes only. Not for diagnostic purposes or human use. It may not be resold or used to manufacture commercial products without written approval of Biomol GmbH.