



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Product Information

| | |
|------------------------------|--|
| Description: | Recombinant human CD8b (cluster of differentiation 8 b), encompassing amino acids 22-170. This construct contains a C-terminal Avi-Tag™ followed by a His-Tag (6xHis). This protein was affinity purified. |
| Background: | CD8 is a co-receptor for the TCR (T cell receptor) in T cells, binding to MHC (major histocompatibility complex) class I proteins. CD8 is a typical marker of cytotoxic T cells and is involved in signaling. CD8 has two isoforms, a and b. CD8b recruits Lck (lymphocyte-specific protein tyrosine kinase) to the TCR-CD3 complex, and Lck phosphorylates multiple proteins involved in activation of CTLs (cytotoxic T-lymphocytes). It is thus critical for the lysis of cancer cells. |
| Species: | Human |
| Construct: | CD8B (22-170-Avi-His) |
| Concentration: | 0.82 mg/ml |
| Expression System: | HEK293 |
| Purity: | ≥90% |
| Format: | Aqueous buffer solution. |
| Formulated In: | 8 mM phosphate, pH 7.4, 110 mM NaCl, 2.2 mM KCl, and 20% glycerol |
| MW: | 20 kDa + glycans |
| Glycosylation: | This protein runs at a higher MW by SDS-PAGE due to glycosylation. |
| Genbank Accession: | NM_172213.5 |
| Stability: | At least 6 months at -80°C. |
| Storage: | -80°C |
| Instructions for Use: | Thaw on ice and gently mix prior to use. DO NOT VORTEX. Perform a quick spin before opening. Aliquot into small volumes and flash freeze for long term storage. Avoid multiple freeze/thaw cycles. |

Quality Control Data

4-20% SDS-PAGE Coomassie Staining

