



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Product Information

Description:	NK Medium, Serum-Free is an optimized serum-free cell culture medium designed to culture primary NK cells with improved transduction efficiency, cell viability and expansion after engineering.
Formulation:	Contains Iscove's MDM, 2-Mercaptoethanol, insulin, and other supplements.
Quality:	Sterile filtered (0.2 μm) and Mycoplasma-free. All components are low endotoxin.
Storage:	Upon receipt, the medium should be stored in the dark at -20°C . After thawing at Room Temperature (RT) or overnight at $2-8^{\circ}\text{C}$ (do not thaw above 37°C), media should be stored at $2-8^{\circ}\text{C}$ for up to one month. Alternatively, aliquots can be made at first thaw and stored at -20°C .
Stability:	Do not exceed 37°C . When stored in the dark at -20°C , the product is stable for one year. Avoid repeated freeze/thaw cycles.

Directions for Use:

1. Thaw NK Medium, Serum-Free at Room Temperature (RT, $15-25^{\circ}\text{C}$) or overnight at 4°C . Mix thoroughly.

Note: If not used immediately, store at $2-8^{\circ}\text{C}$ for up to 1 month. Alternatively, aliquot into tubes and store at -20°C . After thawing aliquots, do not re-freeze.

2. Add desired cytokines, growth factors, and other components to NK Medium, Serum-Free. We recommend using NK Cell Culture Cytokine Cocktail (#82616). Mix thoroughly, filter if preferred. Set up cultures as desired.