



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0


F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

PRODUCT AND SAFETY DATA SHEET

PRODUCT NAME: Thiazole Orange Homodimer, 1 mM in DMSO**CATALOG #** 40079**MOLECULAR INFORMATION:** C₄₉H₅₈I₄N₆S₂
MWt: 1303**PROPERTIES:****Color & Form** Orange solution
Absorption/Emission 520/541nm (DNA-bound)**STORAGE AND HANDLING:** Stored desiccated at 4 °C and protect from light**APPLICATION:** Thiazole orange homodimer (TOhD), also known as TOTO-1, is a cell-impermeant, high-affinity nucleic acid stain based upon a symmetric cyanine dye dimer that is essentially nonfluorescent in the absence of nucleic acids that exhibits excitation/emission maxima ~520/541 nm when bound to nucleic acids.**TOXICITY:** Unknown**FIRST AID:** Potentially harmful. Avoid prolonged or repeated exposure. Avoid getting in eyes, on skin, or on clothing. Wash thoroughly after handling. If eye or skin contact occurs, wash affected areas with plenty of water for 15 minutes and seek medical advice. In case of inhaling or swallowing, move individual to fresh air and seek medical advice immediately.

Disclaimer: Materials from Biotium are sold for research use only, and are not intended for food, drug, household, or cosmetic use. Biotium is not liable for any damage resulting from handling or contact with this product.