



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0


F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

PRODUCT AND SAFETY DATA SHEET

PRODUCT NAME: Lucifer Yellow Cadaverine**CATALOG #:** 80018**MOLECULAR INFORMATION:** C₁₇H₁₇K₂N₃O₈S₂
MW: 534**PROPERTIES:**

Color & Form	Yellow solid
Purity	≥ 95% by HPLC
Solubility	Soluble in water
Absorption/Emission	428/532 nm
Extinction Coefficient	11,000

STORAGE AND HANDLING: Store desiccated at 4°C. Protect from light.**APPLICATION:** Like Lucifer Yellow CH (**80015** and **80016**), Lucifer Yellow cadaverine can be used as a fixable fluorescent tracer. In addition, the dye can be used to conjugate to carboxylic acid groups.Ref.: *Anal. Biochem.* **211**, 210(1993)**TOXICITY:** Unknown.

FIRST AID:	Potentially harmful. Avoid prolonged or repeated exposure. Avoid getting in eyes, on skin, or on clothing. Wash thoroughly after handling. If eye or skin contact occurs, wash affected areas with plenty of water for 15 minutes and seek medical advice. In case of inhaling or swallowing, move individual to fresh air and seek medical advice immediately.
-------------------	---

Disclaimer: <i>Materials from Biotium are sold for research use only, and are not intended for food, drug, household, or cosmetic use. Biotium is not liable for any damage resulting from handling or contact with this product.</i>
--