



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0


F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

PRODUCT AND SAFETY DATA SHEET

PRODUCT NAME: Biotin cadaverine, free base (5-((N-(biotinoyl)amino) pentylamine)**CATALOG #:** 90079**MOLECULAR INFORMATION:** C₁₅H₂₈N₄O₂S
MW: 328.47**PROPERTIES:****Color & Form** Tan solid
Purity ≥ 99% by TLC
Solubility Soluble in DMSO**STORAGE AND HANDLING:** Store at 4 °C**APPLICATION:** Biotin cadaverine, free base can be coupled directly to activated carboxylic acid groups such as succinimidyl ester without adding an additional base.**TOXICITY:** Unknown.**FIRST AID:** Potentially harmful. Avoid prolonged or repeated exposure. Avoid getting in eyes, on skin, or on clothing. Wash thoroughly after handling. If eye or skin contact occurs, wash affected areas with plenty of water for 15 minutes and seek medical advice. In case of inhaling or swallowing, move individual to fresh air and seek medical advice immediately.**Disclaimer:** Materials from Biotium are sold for research use only, and are not intended for food, drug, household, or cosmetic use. Biotium is not liable for any damage resulting from handling or contact with this product.