



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 



Mouse anti-c-Myc IgG conjugated to Biotin

Product Number B1-1714
Amount 100 µg
Store at 4°C

Form/Shipping & Storage

Supplied as a lyophilized powder. Upon receipt, store at -20° Celsius.

Handling

Prior to use, reconstitute to 1 ml with distilled water, vortex gently and allow material to reconstitute for 20 minutes. After reconstitution store the product at 4°C.

Buffer

Upon rehydration with 1 ml distilled water the product is in PBS (pH 7.4) and 50 mM sucrose.

Stability

Lyophilized material is stable for up to one year.

Western blot detection

Recommended dilution of 1:500 - 1:10000 depending on target protein concentration.

Antibody/Antigen Information

Mouse IgG₁ clone 9E10 against sequence EQKLISEEDL.

Note

For research use only, not for diagnostic or therapeutic use.

References

Gazitt Y, He YJ, Erdos GW, Chang L, Ashktorab H, Cohen RJ. Development of a two color immunofluorescence stain and immunolocalization method for N-myc and c-myc oncoproteins with a newly generated mouse IgM anti N-myc antibody. J Immunol Methods. 1992 Apr 8;148(1-2):159-69.

Kieke MC, Cho BK, Boder ET, Kranz DM, Wittrup KD. Isolation of anti-T cell receptor scFv mutants by yeast surface display. Protein Eng. 1997 Nov;10(11):1303-10.

Lincoln ST, Bauer KD. Limitations in the measurement of c-myc oncoprotein and other nuclear antigens by flow cytometry. Cytometry. 1989 Jul;10(4):456-62.



COLUMBIA BIOSCIENCES