



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

TECHNICALLY Speaking

Place your order with CEDARLANE® or your local distributor.

Please contact CEDARLANE® for lot specific information.

Purified Anti-Mouse CD120a (TNF-Receptor, p55)

CL8957AP

Lot:

DESCRIPTION:

CL8957AP reacts with the extracellular part of the mouse TNF-Receptor (p55) and with the soluble receptor. TNF-Receptor (p55) is present on most cell types and is considered to play a prominent roll in cell stimulation by TNF α . Induction of cytotoxicity and other functions are mediated largely via TNF-Receptor p55.

APPLICATIONS:

This antibody is suitable for the detection of TNF-Receptor in flow cytometry. The reactivity of the antibody with soluble TNF-Receptor is inhibited by high concentrations of both mouse TNF α and human TNF α .

ISOTYPE: Rat IgG2a purified by protein G affinity chromatography.

PURITY: = 98%, as determined by SDS-PAGE analysis.

PRESENTATION:

1ml (100 μ g/ml) purified antibody solution in PBS, containing 0.02% sodium azide and 0.1% BSA. Membrane filtered to 0.22 μ m.

STORAGE/STABILITY:

Stable at 4°C. For long term storage, aliquot and freeze unused portions at -20°C in volumes appropriate for single usage. Avoid repeated freeze/thaw cycles.

FOR RESEARCH USE ONLY

SV/02/22/99

For more information or to place an order please contact...

CEDARLANE®
LABORATORIES LIMITED



toll free: 1-800-268-5058
in North America

phone: (905) 878-8891 • fax: (905) 878-7800

5516 - 8th Line, R.R.#2, Hornby, Ontario, CANADA L0P 1E0

or visit our website for a list of our international distributors including contact information

website: www.cedarlanelabs.com • e-mail: info@cedarlanelabs.com