



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Technically
Speaking

CEDARLANE[®] 
www.cedarlanelabs.com

Conveniently Delivering You Today's Innovations
for the Science of Tomorrow™

Dog normal serum (unspecified gender)

CLAS10-1570

Lot:

Background: Normal **dog serum** lipid extracted and dialyzed against 10 mM sodium phosphate, 0.15 M sodium chloride, pH 7.2. This product is used as a blocking reagent or control for most immunoassay applications.

Format: Dog serum lyophilized

Quantity: 10 ml

Storage: Store lyophilized material at 2-8 °C. For long term storage after reconstitution, prepare small aliquots and store at -20 °C . For storage at 2-8 °C, add a preservative to prevent growth of bacteria. Rehydrate with 10.0 ml of deionized water. Swirl gentle and let stand for up to 2 hours at 18-25 °C. Centrifuge reconstituted serum to remove any precipitates.

Additional information: Protein concentration is 60.0 mg/ml (Bradford, IgG standards). Antibody is supplied in 10 mM sodium phosphate, 0.15 M sodium chloride, pH 7.2. No preservative is added.

Laboratory Reagent For Research Use Only

MW 09/02/14

Visit our website for your local distributor.

CEDARLANE[®] 

www.cedarlanelabs.com

An ISO 9001:2000 and ISO 13485:2003
registered company.

In CANADA: Toll Free: 1-800-268-5058

4410 Paletta Court, Burlington, ON L7L 5R2 ph: (289) 288-0001, fax: (289) 288-0020
e-mail: general@cedarlanelabs.com

In the USA: Toll Free: 1-800-721-1644

1210 Turrentine Street, Burlington, NC 27215 ph: (336) 513-5135, fax: (336) 513-5138
e-mail: service@cedarlanelabs.com