



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Agrisera

This product is for research use only (not for diagnostic or therapeutic use)

contact: support@agrisera.com

Agrisera AB | Box 57 | SE-91121 Vännäs | Sweden | +46 (0)935 33 000 | www.agrisera.com

Product no **AS19 4269**

PA200 | Proteasome activator PA200

Product information

Immunogen	PA200 antibodies were generated against a partial fragment encompassing residues 840 –1140 <i>Arabidopsis thaliana</i> protein sequence UniProt: F4JC97-1 , TAIR: At3g13330
Host	Rabbit
Clonality	Polyclonal
Purity	Serum
Format	Lyophilized
Quantity	50 µl
Reconstitution	For reconstitution add 50 µl, of sterile water.
Storage	Store lyophilized/reconstituted at -20°C (short term, months) or at -80°C (long term, years) ; once reconstituted make aliquots to avoid repeated freeze-thaw cycles. Please, remember to spin tubes briefly prior to opening them to avoid any losses that might occur from lyophilized material adhering to the cap or sides of the tubes.

Application information

Recommended dilution	1 : 500 (WB)
Expected apparent MW	202.9 ca. 200 kDa
Confirmed reactivity	<i>Arabidopsis thaliana</i>
Not reactive in	No confirmed exceptions from predicted reactivity are currently known
Additional information	Recommended protein load is 20 µg/well, primary antibody dilution: 1: 1000 ON/4°C and optimisation based on obtained result regarding signal/noise ratio. For high resolution images, please visit the specific product page at www.agrisera.com
Selected references	Book et al. (2010) . Affinity purification of the Arabidopsis 26 S proteasome reveals a diverse array of plant proteolytic complexes. J Biol Chem. 2010 Aug 13;285(33):25554-69. doi: 10.1074/jbc.M110.136622.