



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Technically
Speaking

CEDARLANE[®] 
www.cedarlanelabs.com

Conveniently Delivering You Today's Innovations
for the Science of Tomorrow™

Mouse Complement

CLC3000

Lot: 301829

Description: Our complement is freshly prepared from serum. It is processed from whole blood at 0-4°C in less than 2 hours. It is intended for use as a source of complement for any of the standard lymphocytotoxicity and hemolytic procedures. Tests on samples of our complement have shown low background cytotoxicity and hemolysis. However, we also produce absorbed complement products to ensure the lowest possible backgrounds.

Presentation: 5 mL of freshly prepared mouse neat serum with no preservatives, Frozen.

Storage: Divide into useful aliquots and store at -80°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles.

Stability: When properly stored, this product will keep its potency for 6 months.

Sterility: This product is NOT sold as sterile but can be sterilized by filtration before use.

Applications: This reagent is suitable for use in lymphocytotoxicity and hemolytic procedures.

Optimum conditions for use of this antibody in analytical procedures should be established in each laboratory

For Research Use Only

XT 06/30/17

Visit our website for your local distributor.

CEDARLANE[®] 

www.cedarlanelabs.com

An ISO 9001:2000 and ISO 13485:2003
registered company.

In CANADA: Toll Free: 1-800-268-5058

4410 Paletta Court, Burlington, ON L7L 5R2 ph: (289) 288-0001, fax: (289) 288-0020
e-mail: general@cedarlanelabs.com

In the USA: Toll Free: 1-800-721-1644

1210 Turrentine Street, Burlington, NC 27215 ph: (336) 513-5135, fax: (336) 513-5138
e-mail: service@cedarlanelabs.com