



# SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

## Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!  
See the following pages for more information!



### Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

### Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

### SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

[mail@szabo-scandic.com](mailto:mail@szabo-scandic.com)

[www.szabo-scandic.com](http://www.szabo-scandic.com)

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Technically  
Speaking

**CEDARLANE**<sup>®</sup>  
[www.cedarlanelabs.com](http://www.cedarlanelabs.com)



Conveniently Delivering You Today's Innovations  
for the Science of Tomorrow™

## PE-Cy5 Mouse IgG<sub>1</sub> Isotype Control

**CLCMG106**

**LOT:**

**DESCRIPTION:** PE-Cy5 Mouse IgG<sub>1</sub> isotype control

**VOLUME:** 1.0 ml

**ANTIBODY CONTENT:** 100 µg

**APPLICATION:**

This isotype control is tested in flow cytometry using human peripheral blood lymphocytes (PBL). From this testing it is recommended that 10 µl of antibody be used per 1x10<sup>6</sup> cells. Lesser amounts of reagent may be sufficient and it is recommended that the customer determine the optimum amount for each application. When using isotype controls as negative controls, it is recommended that the amount of isotype control and the testing antibody used be equivalent.

\*Using formalin to fix cells following immunofluorescent staining may cause degradation of tandem fluorochromes. Cells stained with PE-Cy5 should be analyzed within 18 hours following fixation.

**BUFFERS & PRESERVATIVE:**

This product is provided in phosphate buffered saline (PBS) and it contains 0.02% sodium azide (NaN<sub>3</sub>) as a preservative. A highly purified grade of BSA has been added as a stabilizing protein to bring the final concentration to 4-5mg/ml after conjugation.

**STORAGE/STABILITY:**

Stable at 4°C. **DO NOT FREEZE.** Light exposure should be avoided. If the reagent is being diluted, it is recommended that only the quantity to be used within one week be diluted.

Laboratory Reagent For Research Use Only

AR 10/04/10

Visit our website for your local distributor.

**CEDARLANE**<sup>®</sup>



[www.cedarlanelabs.com](http://www.cedarlanelabs.com)

An ISO 9001:2000 and ISO 13485:2003  
registered company.

In CANADA: Toll Free: 1-800-268-5058

4410 Paletta Court, Burlington, ON L7L 5R2 ph: (289) 288-0001, fax: (289) 288-0020  
e-mail: [general@cedarlanelabs.com](mailto:general@cedarlanelabs.com)

In the USA: Toll Free: 1-800-721-1644

1210 Turrentine Street, Burlington, NC 27215 ph: (336) 513-5135, fax: (336) 513-5138  
e-mail: [service@cedarlanelabs.com](mailto:service@cedarlanelabs.com)