



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Technically
Speaking

CEDARLANE[®] 
www.cedarlanelabs.com

Conveniently Delivering You Today's Innovations
for the Science of Tomorrow™

**APC Rat IgG_{2a}
Isotypic Control**

CLCR2A05

Lot:

DESCRIPTION: APC Rat IgG_{2a} isotypic control

SIZE: 1.0 ml

PROTEIN CONTENT: 100 µg

APPLICATION :

This isotype control is provided in liquid form for use in flow cytometry. 10 ul is the maximum amount of reagent required for 1×10^6 cells. Lesser amounts of reagent may be sufficient and it is recommended that the customer determine the optimum amount for each application. When using isotype controls as negative controls, it is recommended that the amount of isotype control and the testing antibody used be equivalent.

BUFFERS & PRESERVATIVE:

This reagent contains 0.1% sodium azide (NaN₃). A highly purified grade of BSA has been added as a stabilizing protein to bring the final concentration to 4-5 mg/ml after conjugation.

STORAGE/STABILITY:

Stable at 4°C. **DO NOT FREEZE.** Avoid prolonged exposure to light. If the reagent is being diluted, it is recommended that only the quantity to be used within one week be diluted.

Laboratory Reagent For Research Use Only

BA 03/08/12

Visit our website for your local distributor.

CEDARLANE[®] 

www.cedarlanelabs.com

An ISO 9001:2000 and ISO 13485:2003
registered company.

In CANADA: Toll Free: 1-800-268-5058

4410 Paletta Court, Burlington, ON L7L 5R2 ph: (289) 288-0001, fax: (289) 288-0020
e-mail: general@cedarlanelabs.com

In the USA: Toll Free: 1-800-721-1644

1210 Turrentine Street, Burlington, NC 27215 ph: (336) 513-5135, fax: (336) 513-5138
e-mail: service@cedarlanelabs.com