



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Technically
Speaking

CEDARLANE[®] 
www.cedarlanelabs.com

Conveniently Delivering You Today's Innovations
for the Science of Tomorrow™

FITC Adsorbed Rabbit anti-Rat PMN

CLFAD51140
Lot: 5844F

DESCRIPTION:

Cedarlane's **CLFAD51140** is FITC conjugated to gamma globulin fractions of adsorbed antisera to rat PMN's (polymorphonuclear leukocytes). This reagent is analyzed for its fluorochrome: protein ratios; and it is used to produce direct bright fluorescence of rat PMN's. This conjugated antibody fluoresces rat PMN internal and external antigens but does not fluoresce rat thymocytes.

The fluorescein conjugate is purified by removing free fluorochrome, under-conjugated and over-conjugated antibodies.

PRESENTATION:

2 mg of antibody in phosphate buffered saline containing 0.05% sodium azide as preservative.

PROTEIN CONCENTRATION:

3 mg/ml.

FLUORESCHEIN:PROTEIN RATIO:

3.4 : 1.0

STORAGE:

Avoid prolonged exposure to light. Stable at 4°C. For long term storage, divide into useful aliquots and store at -20°C.

APPLICATIONS:

This FITC conjugated antibody can be used in flow cytometry, immunohistochemistry (frozen and paraffin sections) and immunofluorescence.

Laboratory Reagent For Research Use Only

JV 09/28/07

Visit our website for your local distributor.

CEDARLANE[®] 

www.cedarlanelabs.com

An ISO 9001:2000 and ISO 13485:2003
registered company.

In CANADA: Toll Free: 1-800-268-5058

4410 Paletta Court, Burlington, ON L7L 5R2 ph: (289) 288-0001, fax: (289) 288-0020
e-mail: general@cedarlanelabs.com

In the USA: Toll Free: 1-800-721-1644

1210 Turrentine Street, Burlington, NC 27215 ph: (336) 513-5135, fax: (336) 513-5138
e-mail: service@cedarlanelabs.com