



# SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

## Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!  
See the following pages for more information!



### Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

### Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

### SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

[mail@szabo-scandic.com](mailto:mail@szabo-scandic.com)

[www.szabo-scandic.com](http://www.szabo-scandic.com)

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Technically  
Speaking

**CEDARLANE**<sup>®</sup>   
[www.cedarlanelabs.com](http://www.cedarlanelabs.com)

Conveniently Delivering You Today's Innovations  
for the Science of Tomorrow™

## FITC Rabbit anti-Bovine Albumin

**CLFAG7140**

**Lot:** 3041-F

### **DESCRIPTION:**

Cedarlane's CLFAG7140 is prepared by the covalent coupling of fluorescein to the IgG fraction of high titered rabbit antiserum. The conjugates are purified to remove free fluorochrome, under-conjugated and over-conjugated antibodies. The fluorescent products are analyzed for their fluorochrome: protein ratios.

### **FLUORESCHEIN:PROTEIN RATIO:**

5mol: 1mol

### **PRESENTATION:**

3 mg of antibody in phosphate buffered saline containing 0.05% sodium azide as preservative.

### **PROTEIN CONCENTRATION:**

3 mg/ml

### **STORAGE:**

Avoid prolonged exposure to light. Stable at 4°C. For long term storage, divide into useful aliquots and store at -20°C.

### **APPLICATIONS:**

This FITC conjugated antibody can be used in flow cytometry and immunofluorescence.

### **OUCHTERLONY: RESULTS**

	<b>Test #1</b>
Sample Size:	10 µl
Distance Between Wells:	3 mm
Test time:	24 hours
Sample tested:	bovine albumin purified protein
Results:	one fluorescent band

**Laboratory Reagent For Research Use Only**

MW 05/20/15

Visit our website for your local distributor.

**CEDARLANE**<sup>®</sup> 

[www.cedarlanelabs.com](http://www.cedarlanelabs.com)

An ISO 9001:2000 and ISO 13485:2003  
registered company.

**In CANADA: Toll Free: 1-800-268-5058**

4410 Paletta Court, Burlington, ON L7L 5R2 ph: (289) 288-0001, fax: (289) 288-0020  
e-mail: [general@cedarlanelabs.com](mailto:general@cedarlanelabs.com)

**In the USA: Toll Free: 1-800-721-1644**

1210 Turrentine Street, Burlington, NC 27215 ph: (336) 513-5135, fax: (336) 513-5138  
e-mail: [service@cedarlanelabs.com](mailto:service@cedarlanelabs.com)