



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Technically
Speaking

CEDARLANE[®]
www.cedarlanelabs.com



Delivering You Today's Innovations for
the Science of Tomorrow™

Non-Immune Sheep IgG FITC Conjugated Purified IgG

CLSP01

Presentation: **0.1 ml** of purified immunoglobulin from sheep serum conjugated to fluorescein isothiocyanate (FITC). The IgG-FITC concentration is **1.0 mg/ml** in phosphate buffered saline (PBS) containing 1 mg/ml bovine albumin and 0.1% sodium azide (w/v), pH 7.4. The incorporation of FITC is 6.16 moles fluorescein per mole IgG as determined spectrophotometrically. Total protein is **0.1 mg**.

Storage: Store at 2-8°C and protect from light.

Specificity: Prior to conjugation, no reaction was observed with normal human plasma using immunoelectrophoresis and immunodiffusion techniques.

Application: This product can be used as a negative control in procedures where sheep antibodies are used.

Optimum conditions for use of this immunoglobulin in analytical procedures should be established in each laboratory

Laboratory Reagent For Research Use Only

MW 04/30/19

Visit our website for your local distributor.

CEDARLANE[®]



www.cedarlanelabs.com

An ISO 9001:2000 and ISO 13485:2003
registered company.

In CANADA: **Toll Free: 1-800-268-5058**

4410 Paletta Court, Burlington, ON L7L 5R2 ph: (289) 288-0001, fax: (289) 288-0020
e-mail: general@cedarlanelabs.com

In the USA: **Toll Free: 1-800-721-1644**

1210 Turrentine Street, Burlington, NC 27215 ph: (336) 513-5135, fax: (336) 513-5138
e-mail: service@cedarlanelabs.com