



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Note: Centrifuge before opening to ensure complete recovery of vial contents.


Description

Reactivity	Human, Mouse, Rat
Immunogen	Recombinant fusion protein of human NAPB
Host	Rabbit
Isotype	IgG
Purification	Affinity purification
Conjugation	Unconjugated
Formulation	PBS with 0.01% thiomersal, 50% glycerol, pH 7.3.

Applications Recommended Dilution

WB	1:500-1:2000
-----------	--------------

Data



Western blot analysis of extracts of various cell lines using NAPB Polyclonal Antibody at 1:1000 dilution.

Observed MW: 37kDa
Calculated Mw: 33kDa

Preparation & Storage

Storage Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.

Background

This gene encodes a member of the soluble N-ethyl-maleimide-sensitive fusion attachment protein (SNAP) family. SNAP proteins play a critical role in the docking and fusion of vesicles to target membranes as part of the 20S NSF-SNAP-SNARE complex. This gene encodes the SNAP beta isoform which has been shown to be preferentially expressed in brain tissue. The encoded protein also interacts with the GluR2 & 945;-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionate (AMPA) receptor subunit C-terminus and may play a role as a chaperone in the molecular processing of the AMPA receptor.

For Research Use Only

A Reliable Research Partner in Life Science and Medicine

Toll-free: 1-888-852-8623

Web: www.elabscience.com

Tel: 1-832-243-6086

Email: techsupport@elabscience.com

Fax: 1-832-243-6017