



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Note: Centrifuge before opening to ensure complete recovery of vial contents.


Description

Reactivity	Human, Mouse, Rat
Immunogen	Recombinant fusion protein of human TRADD
Host	Rabbit
Isotype	IgG
Purification	Affinity purification
Conjugation	Unconjugated
Formulation	PBS with 0.01% thiomersal, 50% glycerol, pH 7.3.

Applications Recommended Dilution

WB	1:500-1:2000
-----------	--------------

Data



Western blot analysis of extracts of various cell lines using TRADD Polyclonal Antibody at 1:1000 dilution.

Observed MW: 32kDa
Calculated Mw: 27kDa/34kDa

Preparation & Storage

Storage Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.

Background

The protein encoded by this gene is a death domain containing adaptor molecule that interacts with TNFRSF1A/TNFR1 and mediates programmed cell death signaling and NF-kappaB activation. This protein binds adaptor protein TRAF2, reduces the recruitment of inhibitor-of-apoptosis proteins (IAPs) by TRAF2, and thus suppresses TRAF2 mediated apoptosis. This protein can also interact with receptor TNFRSF6/FAS and adaptor protein FADD/MORT1, and is involved in the Fas-induced cell death pathway.

For Research Use Only

A Reliable Research Partner in Life Science and Medicine

Toll-free: 1-888-852-8623

Web: www.elabscience.com

Tel: 1-832-243-6086

Email: techsupport@elabscience.com

Fax: 1-832-243-6017