



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

CCDC6 Polyclonal Antibody

Catalog Number: E-AB-92413

Note: Centrifuge before opening to ensure complete recovery of vial contents.


Description

Reactivity	Human
Immunogen	Recombinant fusion protein of human CCDC6
Host	Rabbit
Isotype	IgG
Purification	Affinity purification
Conjugation	Unconjugated
Formulation	PBS with 0.01% thiomersal, 50% glycerol, pH 7.3.

Applications Recommended Dilution


WB	1:500-1:2000
IF	1:50-1:200

Data



Western blot analysis of extracts of various cell lines using CCDC6 Polyclonal Antibody at 1:1000 dilution.

Observed Mw: Refer to figures
Calculated Mw: 53kDa



Immunofluorescence analysis of L929 cells using CCDC6 Polyclonal Antibody at dilution of 1:100. Blue: DAPI for nuclear staining.

Preparation & Storage

Storage Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.

Background

This gene encodes a coiled-coil domain-containing protein. The encoded protein is ubiquitously expressed and may function as a tumor suppressor. A chromosomal rearrangement resulting in the expression of a fusion gene containing a portion of this gene and the intracellular kinase-encoding domain of the ret proto-oncogene is the cause of thyroid papillary carcinoma.

For Research Use Only

A Reliable Research Partner in Life Science and Medicine

Toll-free: 1-888-852-8623

Web: www.elabscience.com

Tel: 1-832-243-6086

Email: techsupport@elabscience.com

Fax: 1-832-243-6017