



# SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

## Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!  
See the following pages for more information!



### Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

### Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

### SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

[mail@szabo-scandic.com](mailto:mail@szabo-scandic.com)

[www.szabo-scandic.com](http://www.szabo-scandic.com)

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

**Note:** Centrifuge before opening to ensure complete recovery of vial contents.


## Description

<b>Reactivity</b>	Human, Mouse, Rat
<b>Immunogen</b>	Recombinant fusion protein of human NNT
<b>Host</b>	Rabbit
<b>Isotype</b>	IgG
<b>Purification</b>	Affinity purification
<b>Conjugation</b>	Unconjugated
<b>Formulation</b>	PBS with 0.01% thiomersal, 50% glycerol, pH 7.3.

## Applications Recommended Dilution

<b>WB</b>	1:500-1:2000
-----------	--------------

## Data



Western blot analysis of extracts of various cell lines using NNT Polyclonal Antibody at 1:3000 dilution.

**Observed MW: 114kDa/125kDa**

**Calculated Mw: 113kDa**

## Preparation & Storage

**Storage** Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.

## Background

This gene encodes an integral protein of the inner mitochondrial membrane. The enzyme couples hydride transfer between NAD(H) and NADP(+) to proton translocation across the inner mitochondrial membrane. Under most physiological conditions, the enzyme uses energy from the mitochondrial proton gradient to produce high concentrations of NADPH. The resulting NADPH is used for biosynthesis and in free radical detoxification.

## For Research Use Only

A Reliable Research Partner in Life Science and Medicine

Toll-free: 1-888-852-8623

Web: [www.elabscience.com](http://www.elabscience.com)

Tel: 1-832-243-6086

Email: [techsupport@elabscience.com](mailto:techsupport@elabscience.com)

Fax: 1-832-243-6017