



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Note: Centrifuge before opening to ensure complete recovery of vial contents.


Description

Reactivity	Human, Mouse, Rat
Immunogen	Recombinant fusion protein of human TDG
Host	Rabbit
Isotype	IgG
Purification	Affinity purification
Conjugation	Unconjugated
Formulation	PBS with 0.05% proclin300, 50% glycerol, pH7.3.

Applications Recommended Dilution

WB	1:500-1:2000
-----------	--------------

Data



Western blot analysis of extracts of Rat thymus using TDG Polyclonal Antibody at 1:1000 dilution.

Observed MW: 50KDa

Calculated Mw: 46kDa

Preparation & Storage

Storage Store at -20°C. Avoid freeze/thaw cycles.

Background

The protein encoded by this gene belongs to the TDG/mug DNA glycosylase family. Thymine-DNA glycosylase (TDG) removes thymine moieties from G/T mismatches by hydrolyzing the carbon-nitrogen bond between the sugar-phosphate backbone of DNA and the mispaired thymine. With lower activity, this enzyme also removes thymine from C/T and T/T mispairings. TDG can also remove uracil and 5-bromouracil from mispairings with guanine. This enzyme plays a central role in cellular defense against genetic mutation caused by the spontaneous deamination of 5-methylcytosine and cytosine. This gene may have a pseudogene in the p arm of chromosome 12.

For Research Use Only

A Reliable Research Partner in Life Science and Medicine

Toll-free: 1-888-852-8623

Web: www.elabscience.com

Tel: 1-832-243-6086

Email: techsupport@elabscience.com

Fax: 1-832-243-6017