



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

AF/LE Purified Armenian Hamster IgG Isotype Control[PIP]

Catalog No. E-AB-F098530
Storage Store at 2~8°C, Avoid freeze / thaw cycles

Important Note: Centrifuge before opening to ensure complete recovery of vial contents.

Product Details

Form	Liquid
Concentration	0.5 mg/mL
Size	25 µg/50 µg/100 µg/200 µg
Clone No.	PIP
Host	Armenian Hamster
Isotype	IgG
Application	FCM
Storage Buffer	0.2 µm filtered in PBS, pH7.2. Azide Free (AF)/Low Endotoxin (LE): Contains no stabilizers or preservatives. Endotoxin level is < 2 EU/mg as Determined by LAL gel clotting assay.
Shipping	Biological ice pack at 4 °C
Stability & Storage	Keep as concentrated solution. Store at 2~8°C and protected from prolonged exposure to light.Do not freeze. This product is guaranteed up to one year from purchase.

Fluorophore

Conjugation: None (Purified antibody/Azide Free/Low endotoxin)

Recommended usage

Each lot of this antibody is quality control tested by immunofluorescent staining with flow cytometric analysis as negative control. Use at concentrations comparable to those of the specific antibody of interest.

Related Information

1. Sample Preparation for Flow Cytometry <https://www.elabscience.com/List-detail-5594.html>
2. Staining Intracellular Antigens for Flow Cytometry <https://www.elabscience.com/List-detail-5570.html>
3. Flow Cytometry Troubleshooting Tips <https://www.elabscience.com/List-detail-5593.html>

For Research Use Only

Thank you for your recent purchase.

If you would like to learn more about antibodies, please visit www.elabscience.com.

**Focus on your research
Service for life science**

Applications: Activ- Activation; Block- Blocking; Separation- Cell Separation ; Cell Sep-Neg- Cell Separation by Negative Selection; FA- Functional Assay; Neut- Neutralization; Stim- Stimulation; FCM- Flow Cytometry; ICFM: Intracellular Staining for Flow Cytometry; WB- Western Blotting; IHC- Immunohistochemistry; IF- Immunofluorescence; IP- Immunoprecipitation