



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Dulbecco's Phosphate Buffer (DPBS) (10×), without calcium, magnesium, phenol red

Cat. No: PB180532
Size: 500mL

General Information

Product Form	Liquid
Concentration	10×
pH	7.2-7.4
D-glucose	negative
Phenol red	negative
CaCl ₂	negative
MgCl ₂ •6H ₂ O	negative
Sodium pyruvate	negative
Storage	2-30°C
Shipping	RT
Expiration date	24 months

Background

Balanced Salt Solution (Physiological Solution) have the properties of buffer solution (regulate pH), normal saline (maintain osmotic pressure) and culture medium (provide nutrition). It can meet the basic needs of survival and metabolism of tissues, organs or cells in vitro. A small amount of phenolic red was added to some equilibrium salt solutions to indicate the pH change of the solution. Dulbecco's Phosphate Buffered Saline (DPBS) is one of the most widely used equilibrium salt solutions in biochemistry. The main components are NaCl, KCl, KH₂PO₄ and Na₂HPO₄. DPBS can be divided into two types according to whether contain calcium and magnesium. Different from conventional PBS, DPBS phosphate content was slightly lower. DPBS was mainly used for embryological research.

Notes

1. This product is for research use only.
2. This product is sterilized by 0.22 μ m filtration.
3. It is necessary to pay attention to the aseptic operation and avoid the pollution.
4. This product is 10×DPBS and dilute it to the 1× DPBS solution before use.
5. There maybe precipitation produced at 4°C storage, which will be dissolved after 37°C water bath incubation.