



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Recombinant E.coli Lactose Operon Repressor/LacI Protein (His Tag)



Catalog Number:PDEO100002

Note: Centrifuge before opening to ensure complete recovery of vial contents.


Description

Synonyms	Lactose operon repressor;LacI
Species	E.coli
Expression Host	E.coli
Sequence	Met1-Gln360
Accession	P03023
Calculated Molecular Weight	39.4 kDa
Observed molecular weight	40 kDa
Tag	C-His

Properties

Purity	> 95 % as determined by reducing SDS-PAGE.
Endotoxin	< 1.0 EU per µg of the protein as determined by the LAL method.
Storage	Store at < -20°C, stable for 6 months. Please minimize freeze-thaw cycles.
Shipping	This product is provided as liquid. It is shipped at frozen temperature with blue ice/gel packs. Upon receipt, store it immediately at < - 20°C.
Formulation	Supplied as a 0.2 µm filtered solution of 20mM Tris, 300mM NaCl, 5mM DTT pH 8.0.
Reconstitution	Not Applicable

Data



> 95 % as determined by reducing SDS-PAGE.

Background

Lactose operon repressor (LacI) contains one HTH lacI-type DNA-binding domain, functions as a homotetramer. Lactose operon repressor as a repressor of the lactose operon, which also as an inducer, binds allolactose. If remove residues 1-59, resulting the loss of DNA-binding activity but retains tetrameric structure and inducer-binding activity. If delete residues 340-360, resulting the loss of tetramer formation, but retains dimer formation, inducer-binding activity, and DNA-binding activity.

For Research Use Only

A Reliable Research Partner in Life Science and Medicine

Toll-free: 1-888-852-8623

Web: www.elabscience.com

Tel: 1-832-243-6086

Email: techsupport@elabscience.com

Fax: 1-832-243-6017