



# SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

## Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!  
See the following pages for more information!



### Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

### Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

### SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

[mail@szabo-scandic.com](mailto:mail@szabo-scandic.com)

[www.szabo-scandic.com](http://www.szabo-scandic.com)

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 



SAP kinase. Sheep Polyclonal Antibody

**BACKGROUND**

Exalphas' rat and human SAP kinase detects native SAP kinase by immunoprecipitation in rat and human (HeLa) cells. SAP kinase is induced by stress agonists such as UV irradiation, heat shock and inflammatory cytokines. These stress stimuli result in the phosphorylation of and enzymatic activation of Stress Activated Protein Kinases (SAP kinases). Three SAP kinase gene are known to exist,  $\alpha$ ,  $\beta$  and  $\gamma$ , which are differentially spliced giving 10 gene products in total.

**ORDERING INFORMATION**

**CATALOG NUMBER**

K135P

**SIZE**

250  $\mu$ g

**FORM**

Unconjugated

**HOST/CLONE**

Sheep

**FORMULATION**

Provided as solution in phosphate buffered saline with 0.08% sodium azide

**CONCENTRATION**

See vial for concentration

**ISOTYPE**

IgG

**APPLICATIONS**

Immunoprecipitation

**SPECIES REACTIVITY**

Mouse, Rat, Human

**ACCESSION NUMBER**

Q9BP27, Human

**IMMUNOGEN**

**POSITIVE CONTROL/TISSUE EXPRESSION**

**COMMENTS**

Applications: 1-10  $\mu$ g/ml for immunoprecipitation of the catalytically active form of SAP kinase.  
in vitro kinase assay

**PURIFICATION**

Ammonium Sulfate Precipitation

**SHIP CONDITIONS**

Room Temperature

**STORAGE CUSTOMER**

Products should be stored at 4-8°C for short periods. For longer storage aliquot and freeze at -30°C.

**STABILITY**

Reagents are stable for the period shown on the vial label when stored properly

**REFERENCES**