



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Protein Phosphatase 2 A/A. Sheep Polyclonal Antibody

BACKGROUND

The immunogen used to generate the purified antibody was a peptide conjugated to KLH corresponding to the sequence NH₂-Asp-Asp-Ser-Leu-Try-Pro-Ile-Ala-Val-Leu-Ile--Asp-Glu-COOH. This peptide antibody corresponds to the N- terminal peptide of PP2A/A regulatory subunit having a MW of 65kD. The sequence used is amino acids 7-19.

ORDERING INFORMATION

CATALOG NUMBER

P140P

SIZE

100 µg

FORM

Unconjugated

HOST/CLONE

Sheep

FORMULATION

Provided as solution in phosphate buffered saline with 0.08% sodium azide

CONCENTRATION

See vial for concentration

ISOTYPE

IgG

APPLICATIONS

Western Blot, Immunohistochemistry

SPECIES REACTIVITY

Human, Mouse, Rat, Bovine

ACCESSION NUMBER

P30153, Human


IMMUNOGEN

A peptide conjugated to KLH

Legend: Exalpha's rsheep anti PP 2A/A antibody western blot of total rat brain homogenate.



- 65 kDa



POSITIVE CONTROL/TISSUE EXPRESSION

COMMENTS

Applications: Western Blot 1 - 5 µg. Immunoprecipitation often used in combination with Ig purified anti pp2A/C (Cat. #P190P) to immunoprecipitate heterotrimeric pp2A. Immunocyto-chemistry 1:500 to 1:1,000

PURIFICATION

Ammonium Sulfate Precipitation

SHIP CONDITIONS

Room Temperature

STORAGE CUSTOMER

Store kit at -20°C until first use. Store at 4-8°C thereafter.

STABILITY

Reagents are stable for the period shown on the vial label when stored properly

REFERENCES