



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com


www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Quatro Sol I 10X Citrate Buffer pH6.0 Kit

Cat No. GTX03608**Application** IHC-P**Package**
500 ml**PRODUCT****Summary**

The Antigen Retrieval technique is a novel method for the recovery of antigens from formalin-fixed, paraffin-embedded tissue. It consists of heating tissue sections in the presence of an antigen retrieval solution. The quality of the staining result is largely dependent on strict adherence to the antigen retrieval protocol. If the antigens are incompletely retrieved, the staining is light and the background may be high.

PROPERTIES**Form** Liquid**Storage** Store at room temperature.**Conjugation** Unconjugated**Note** For laboratory use only. Not for any clinical, therapeutic, or diagnostic use in humans or animals. Not for animal or human consumption.**DATA IMAGES****GTX03608 IHC-P Image**

IHC-P analysis of human colon adenocarcinoma tissue using GTX20911 p53 antibody [DO-7] (ready-to-use) with GTX03608 Quatro Sol I 10X Citrate Buffer pH6.0 Kit.



For full product information, images and publications, please visit our [website](#).