



# SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

## Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!  
See the following pages for more information!



### Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

### Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

### SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

[mail@szabo-scandic.com](mailto:mail@szabo-scandic.com)

[www.szabo-scandic.com](http://www.szabo-scandic.com)

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

# Trypsin Antigen Retrieval Kit

**Cat No. GTX30934****Application** IHC-P**Reference ( 1 )**  
**Package**  
1 kit**PRODUCT****Product Description** Trypsin Antigen Retrieval Kit (2 components)**APPLICATION****Application Note**

To one ml of buffer (reagent B), add 2-4 drops of concentrated enzyme (reagent E) in a test tube, mix well. This ready-to-use reagent is good for 2-3 hours.

1. Deparaffinize FFPE tissue section is carried out as outlined in your protocol. Hydrate tissue with PBS.
2. Remove buffer, add 2-4 drops of ready-to use enzyme solution to cover the tissue section.
3. Incubate at 37°C for 5-10 minutes or 10-15 minutes at room temperature, (the time required for optimum digestion of FFPE tissue section will vary with the extent of fixation, generally approx. 5-15 minutes are sufficient at the above temperatures. In some cases it may require more time).
4. Discard trypsin reagent, wash 3-5 times with buffer.
5. The tissue sections are ready for further IHC protocol.

**PROPERTIES****Form** Liquid**Storage** 2-8oC, DO NOT FREEZE.**Note** For laboratory use only. Not for any clinical, therapeutic, or diagnostic use in humans or animals. Not for animal or human consumption.

For full product information, images and publications, please visit our [website](#).