



# SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

## Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!  
See the following pages for more information!



### Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

### Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

### SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

[mail@szabo-scandic.com](mailto:mail@szabo-scandic.com)

[www.szabo-scandic.com](http://www.szabo-scandic.com)

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

# AEC

**Cat No. GTX30938**

**Application** IHC

Reference ( 1 )  
 Package  
 1 kit

## PRODUCT

**Product Description** AEC

## APPLICATION

### Application Note

To 5 ml of distilled or deionized water in a test tube, add two drop of reagent B buffer, mix well. Add one drop of reagent C chromogen, mix well. Add one drop of reagent S substrate, mix well. This ready to use reagent is good for several hours. The unused AEC solution can be discarded according to city, county, state, province or country's regulations. After the peroxidase reaction, wash slide with buffer (this buffer should not contain any sodium azide because peroxidase is inactivated), and distilled/ deionized water. Add few drops of ready to use AEC reagent, incubate at RT or 37°C for 5-10 minutes. Wash 2-5X with buffer, followed by rinsing with distilled/deionized water. Add counterstain compatible with AEC (we recommend hematoxylin counterstain for 30-60 seconds). Wash with tap water, buffer pH 7.4 or higher followed by rinsing with distilled/deionized water.

## PROPERTIES

**Form** Liquid

**Storage** 2-8°C

**Note** For laboratory use only. Not for any clinical, therapeutic, or diagnostic use in humans or animals. Not for animal or human consumption.



For full product information, images and publications, please visit our [website](#).