



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7

mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Peroxidase Enhancer

Cat No. GTX82979

Application ICC/IF, IHC

Package
1 kit

PRODUCT

Product Description Peroxidase Signal Enhancer

APPLICATION

Application Note

Mixing of reagent: To five ml buffer (reagent B) in a test tube, add one drop of concentrated Enhancing reagent (reagent E) mix well. This ready to use reagent is good for 4-6 hours. Procedure: 1.) After the peroxidase reaction, wash slide with buffer (this buffer should not contain any sodium azide because peroxidase is inactivated) and distilled/ deionized water. 2.) Add few drops of ready to use enhancing reagent for 1-2 minutes. 3.) Add few drops of ready to use AEC reagent, or DAB reagent, follow instructions as outlined for these chromogens.

PROPERTIES

Form Liquid

Buffer Reagent B (Buffer): 250 ml Reagent E (conc. Enhancing reagent): 3 ml

Storage Keep as concentrated solution, store at 4°C. Do not freeze.

Note For laboratory use only. Not for any clinical, therapeutic, or diagnostic use in humans or animals. Not for animal or human consumption.



For full product information, images and publications, please visit our [website](#).