



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7


mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

Tr-PEG2-OH

Cat. No.:	HY-114995		
CAS No.:	105589-77-3		
Molecular Formula:	C ₂₃ H ₂₄ O ₃		
Molecular Weight:	348.43		
Target:	ADC Linker; PROTAC Linkers		
Pathway:	Antibody-drug Conjugate/ADC Related; PROTAC		
Storage:	Powder	-20°C	3 years
		4°C	2 years
	In solvent	-80°C	6 months
		-20°C	1 month



BIOLOGICAL ACTIVITY

Description	Tr-PEG2-OH is a PEG-based PROTAC linker that can be used in the synthesis of PROTACs ^[1] . Tr-PEG2-OH is also a non-cleavable 2 unit PEG ADC linker used in the synthesis of antibody-drug conjugates (ADCs) ^[2] .		
IC₅₀ & Target	Non-cleavable	PEGs	
In Vitro	PROTACs contain two different ligands connected by a linker; one is a ligand for an E3 ubiquitin ligase and the other is for the target protein. PROTACs exploit the intracellular ubiquitin-proteasome system to selectively degrade target proteins ^[1] . ADCs are comprised of an antibody to which is attached an ADC cytotoxin through an ADC linker ^[2] . MCE has not independently confirmed the accuracy of these methods. They are for reference only.		

REFERENCES

- [1]. An S, et al. Small-molecule PROTACs: An emerging and promising approach for the development of targeted therapy drugs. *EBioMedicine*. 2018 Oct;36:553-562.
- [2]. Beck A, et al. Strategies and challenges for the next generation of antibody-drug conjugates. *Nat Rev Drug Discov*. 2017 May;16(5):315-337.

Caution: Product has not been fully validated for medical applications. For research use only.

Tel: 609-228-6898

Fax: 609-228-5909

E-mail: tech@MedChemExpress.com

Address: 1 Deer Park Dr, Suite Q, Monmouth Junction, NJ 08852, USA