



# SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

## Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!  
See the following pages for more information!



### Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

### Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

### SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7


[mail@szabo-scandic.com](mailto:mail@szabo-scandic.com)

[www.szabo-scandic.com](http://www.szabo-scandic.com)

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

## Methyltetrazine-PEG4-SS-NHS ester

Cat. No.:	HY-133466
Molecular Formula:	C <sub>31</sub> H <sub>43</sub> N <sub>7</sub> O <sub>10</sub> S <sub>2</sub>
Molecular Weight:	737.84
Target:	ADC Linker
Pathway:	Antibody-drug Conjugate/ADC Related
Storage:	Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.



### BIOLOGICAL ACTIVITY

Description	Methyltetrazine-PEG4-SS-NHS ester is a cleavable 4 unit PEG ADC linker used in the synthesis of antibody-drug conjugates (ADCs) <sup>[1]</sup> . Methyltetrazine-PEG4-SS-NHS ester is a click chemistry reagent, it contains a Tetrazine group that can undergo an inverse electron demand Diels-Alder reaction (IEDDA) with molecules containing TCO groups.	
IC <sub>50</sub> & Target	Disulfide Cleavable Linker	Cleavable Linker
In Vitro	ADCs are comprised of an antibody to which is attached an ADC cytotoxin through an ADC linker <sup>[1]</sup> . MCE has not independently confirmed the accuracy of these methods. They are for reference only.	

### REFERENCES

[1]. Beck A, et al. Strategies and challenges for the next generation of antibody-drug conjugates. Nat Rev Drug Discov. 2017 May;16(5):315-337.

**Caution: Product has not been fully validated for medical applications. For research use only.**

Tel: 609-228-6898

Fax: 609-228-5909

E-mail: tech@MedChemExpress.com

Address: 1 Deer Park Dr, Suite Q, Monmouth Junction, NJ 08852, USA