



# SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

## Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!  
See the following pages for more information!



### Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

### Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

### SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7


[mail@szabo-scandic.com](mailto:mail@szabo-scandic.com)

[www.szabo-scandic.com](http://www.szabo-scandic.com)

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

## 5-Chlorouracil

Cat. No.:	HY-10959
CAS No.:	1820-81-1
Molecular Formula:	C <sub>4</sub> H <sub>3</sub> ClN <sub>2</sub> O <sub>2</sub>
Molecular Weight:	146.53
Target:	Biochemical Assay Reagents
Pathway:	Others
Storage:	4°C, sealed storage, away from moisture * In solvent : -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)



### BIOLOGICAL ACTIVITY

Description	5-Chlorouracil (Fluorouracil Impurity) is a biochemical reagent that can be used as a biological material or organic compound for life science related research.
In Vitro	5-Chlorouracil is a chlorinated derivative of the pyrimidine nucleoside base uracil . In vivo, it is converted into chlorodeoxyuridine, which is mutagenic and genotoxic. Uracil is chlorinated at the 5 position in a cell-free myeloperoxidase, peroxide, and chloride system in which hypochlorous acid is formed. 5-Chlorouracil has been found in human neutrophils stimulated with phorbol 12-myristate 13-acetate in vitro and in inflammatory human exudate isolated from sites of superficial infection. Levels of 5-chlorouracil are increased in exudate isolated from the site of inflammation in a rat model of carrageenan-induced inflammation and in patient-derived human atherosclerotic aortic tissue. References MCE has not independently confirmed the accuracy of these methods. They are for reference only.

**Caution: Product has not been fully validated for medical applications. For research use only.**

Tel: 609-228-6898

Fax: 609-228-5909

E-mail: tech@MedChemExpress.com

Address: 1 Deer Park Dr, Suite Q, Monmouth Junction, NJ 08852, USA