



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7


mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

L-Citrulline-d₆

Cat. No.:	HY-N0391S2
CAS No.:	1331908-61-2
Molecular Formula:	C ₆ H ₇ D ₆ N ₃ O ₃
Molecular Weight:	181.22
Target:	Endogenous Metabolite
Pathway:	Metabolic Enzyme/Protease
Storage:	Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.



BIOLOGICAL ACTIVITY

Description	L-Citrulline-d ₆ is the deuterium labeled L-Citrulline. L-Citrulline is an amino acid derived from ornithine in the catabolism of proline or glutamine and glutamate, or from L-arginine via arginine-citrulline pathway.
In Vitro	Stable heavy isotopes of hydrogen, carbon, and other elements have been incorporated into drug molecules, largely as tracers for quantitation during the drug development process. Deuteration has gained attention because of its potential to affect the pharmacokinetic and metabolic profiles of drugs ^[1] . MCE has not independently confirmed the accuracy of these methods. They are for reference only.

REFERENCES

- [1]. Fleszar MG, et al. Quantitative Analysis of L-Arginine, Dimethylated Arginine Derivatives, L-Citrulline, and Dimethylamine in Human Serum Using Liquid Chromatography-Mass Spectrometric Method. *Chromatographia*. 2018;81(6):911-921.
- [2]. Russak EM, et al. Impact of Deuterium Substitution on the Pharmacokinetics of Pharmaceuticals. *Ann Pharmacother*. 2019;53(2):211-216.

Caution: Product has not been fully validated for medical applications. For research use only.

Tel: 609-228-6898

Fax: 609-228-5909

E-mail: tech@MedChemExpress.com

Address: 1 Deer Park Dr, Suite Q, Monmouth Junction, NJ 08852, USA