



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7


mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

H-D-Ser-OMe.HCl

Cat. No.:	HY-W015533		
CAS No.:	5874-57-7		
Molecular Formula:	C ₄ H ₁₀ ClNO ₃		
Molecular Weight:	155.58		
Target:	Amino Acid Derivatives		
Pathway:	Others		
Storage:	Powder	-20°C	3 years
		4°C	2 years
	In solvent	-80°C	6 months
		-20°C	1 month



SOLVENT & SOLUBILITY

In Vitro

Ethanol : 50 mg/mL (321.38 mM; Need ultrasonic)

Concentration	Mass		
	1 mg	5 mg	10 mg
1 mM	6.4276 mL	32.1378 mL	64.2756 mL
5 mM	1.2855 mL	6.4276 mL	12.8551 mL
10 mM	0.6428 mL	3.2138 mL	6.4276 mL

Please refer to the solubility information to select the appropriate solvent.

BIOLOGICAL ACTIVITY

Description

H-D-Ser-OMe.HCl is a serine derivative^[1].

In Vitro

Amino acids and amino acid derivatives have been commercially used as ergogenic supplements. They influence the secretion of anabolic hormones, supply of fuel during exercise, mental performance during stress related tasks and prevent exercise induced muscle damage. They are recognized to be beneficial as ergogenic dietary substances^[1].
MCE has not independently confirmed the accuracy of these methods. They are for reference only.

REFERENCES

[1]. Luckose F, et al. Effects of amino acid derivatives on physical, mental, and physiological activities. Crit Rev Food Sci Nutr. 2015;55(13):1793-1144.

Caution: Product has not been fully validated for medical applications. For research use only.

Tel: 609-228-6898

Fax: 609-228-5909

E-mail: tech@MedChemExpress.com

Address: 1 Deer Park Dr, Suite Q, Monmouth Junction, NJ 08852, USA