



SZABO SCANDIC

Part of Europa Biosite

Produktinformation



Forschungsprodukte & Biochemikalien



Zellkultur & Verbrauchsmaterial



Diagnostik & molekulare Diagnostik



Laborgeräte & Service

Weitere Information auf den folgenden Seiten!
See the following pages for more information!



Lieferung & Zahlungsart

siehe unsere [Liefer- und Versandbedingungen](#)

Zuschläge

- Mindermengenzuschlag
- Trockeneiszuschlag
- Gefahrgutzuschlag
- Expressversand

SZABO-SCANDIC HandelsgmbH

Quellenstraße 110, A-1100 Wien

T. +43(0)1 489 3961-0

F. +43(0)1 489 3961-7


mail@szabo-scandic.com

www.szabo-scandic.com

[linkedin.com/company/szaboscandic](https://www.linkedin.com/company/szaboscandic) 

m-PEG7-thiol

Cat. No.:	HY-W052006
CAS No.:	651042-82-9
Molecular Formula:	C ₁₅ H ₃₂ O ₇ S
Molecular Weight:	356.48
Target:	PROTAC Linkers
Pathway:	PROTAC
Storage:	4°C, protect from light, stored under nitrogen * In solvent : -80°C, 6 months; -20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen)



SOLVENT & SOLUBILITY

In Vitro	DMSO : 100 mg/mL (280.52 mM; Need ultrasonic)					
		Solvent Concentration	Mass			
	Preparing Stock Solutions			1 mg	5 mg	10 mg
		1 mM		2.8052 mL	14.0260 mL	28.0521 mL
		5 mM		0.5610 mL	2.8052 mL	5.6104 mL
	10 mM		0.2805 mL	1.4026 mL	2.8052 mL	
Please refer to the solubility information to select the appropriate solvent.						
In Vivo	1. Add each solvent one by one: 10% DMSO >> 40% PEG300 >> 5% Tween-80 >> 45% saline Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (7.01 mM); Clear solution 2. Add each solvent one by one: 10% DMSO >> 90% (20% SBE-β-CD in saline) Solubility: ≥ 2.5 mg/mL (7.01 mM); Clear solution					

BIOLOGICAL ACTIVITY

Description	m-PEG7-thiol is a PEG-based PROTAC linker that can be used in the synthesis of PROTACs ^[1] .
IC₅₀ & Target	PEGs
In Vitro	PROTACs contain two different ligands connected by a linker; one is a ligand for an E3 ubiquitin ligase and the other is for the target protein. PROTACs exploit the intracellular ubiquitin-proteasome system to selectively degrade target proteins ^[1] MCE has not independently confirmed the accuracy of these methods. They are for reference only.

REFERENCES

Caution: Product has not been fully validated for medical applications. For research use only.

Tel: 609-228-6898

Fax: 609-228-5909

E-mail: tech@MedChemExpress.com

Address: 1 Deer Park Dr, Suite Q, Monmouth Junction, NJ 08852, USA